

E 484

Complemento

para el alojamiento de diversos utensilios.



- Grosor de malla 1,4 mm, abertura de malla 8 mm
- Equipable con soportes: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

Código EAN: 4002512398718 / Número de material: 05109190 /
Número de material antiguo: 69548401D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Accesorio para riñoneras/palanganas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. diversos utensilios	•
Capacidad	
Calzado para quirófano [número]	16
Palanganas [número]	4
Bateas arriñonadas [número]	9
Mascarillas respiratorias [número]	9
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	150
Medidas ext., ancho neto en mm	470
Medidas ext., fondo neto en mm	480
Medidas ext., alto bruto en mm	560
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	2,97
Peso bruto en kg	3,78