

E 487

Soporte

para alojamiento óptimo de 4 unidades de calzado por soporte, altura de 280 mm.



Código EAN: 4002512398749 / Número de material: 05109250 /  
Número de material antiguo: 69548701D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para calzado para quirófano	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. calzado para quirófano	•
<b>Capacidad</b>	
Calzado para quirófano [número]	4
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	280
Medidas ext., ancho neto en mm	464
Medidas ext., fondo neto en mm	10
Medidas ext., alto bruto en mm	470
Medidas ext., ancho bruto en mm	470
Medidas ext., fondo bruto en mm	25
Peso neto en kg	0,37
Peso bruto en kg	0,52