

AUF 1

Alojamiento

para la preparación óptima de instrumentos de transmisión en cesto sup. O 177/1.



- Se compone de: junta, casquillo roscado, estribo de soporte
- Piezas inferior y superior de sujeción, 5 plaquitas de filtro

Código EAN: 4002512427517 / Número de material: 05159510 /  
Número de material antiguo: 68551101D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Categoría de producto</b>	
aloj. y adaptador para instrumentos de transmisión	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. dental	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	100
Peso neto en kg	0,90
Peso bruto en kg	1,84
<b>Suministro del aparato</b>	
Placa de filtro FP	•