

E 713

Carro

para alojamiento de 2 cont. DIN, tapas incl. y 4 bandejas de malla en 3 niveles.



- Equipado con 2 brazos aspersores integrados
- Las medidas de carga de los niveles individuales son diferentes
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)
- Equipado con conexión para 5 instrumental de cuerpo hueco
- Equipado con conexión para secado con aire caliente

Código EAN: 4002512401944 / Número de material: 05221550 /
Número de material antiguo: 69571301D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Carro para complementos	•
Carro para contenedores	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. contenedores	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	4
band.s de malla SPRI [número]	2
Contenedores DIN de 15 cm de alto [número]	2
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	530
Medidas ext., ancho neto en mm	575
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	560
Medidas ext., ancho bruto en mm	640
Medidas ext., fondo bruto en mm	680
Peso neto en kg	9,70
Peso bruto en kg	10,00
Suministro del aparato	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (sin imán) [número]	1