


E 475

Barra de sujeción  
para la estabilización de vainas de lavado.



- Apto para accesorios MIC

Código EAN: 4002512401234 / Número de material: 05226040 /  
Número de material antiguo: 69747501D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Soporte	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	110
Medidas ext., ancho neto en mm	155
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	110
Medidas ext., ancho bruto en mm	160
Medidas ext., fondo bruto en mm	510
Peso neto en kg	0,10
Peso bruto en kg	0,22