

E 496

Tobera inyectora
con pinza de sujeción para material de intubación.



Código EAN: 4002512365970 / Número de material: 05235490 /
Número de material antiguo: 69749601D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	120
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	30
Medidas ext., fondo bruto en mm	30
Diámetro en mm	4
Peso neto en kg	0,75
Peso bruto en kg	0,90