

E 496

Tobera inyectora
con pinza de sujeción para material de intubación.



Código EAN: 4002512365970 / Número de material: 05235490 /
Número de material antiguo: 69749601D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	120
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	30
Medidas ext., fondo bruto en mm	30
Diámetro en mm	4
Peso neto en kg	0,75
Peso bruto en kg	0,90