

ML

Imanes

para detección automática del carro/sensor del brazo aspersor.



- Ajustable con 15 códigos diferentes
- 6 imanes para el listón magn. montado en el complemento respec.

Código EAN: 4002512423083 / Número de material: 05267440 /
Número de material antiguo: 69745702D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Listón magnético para detección automática del carro	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable, Negro
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	70
Peso neto en kg	0,85
Peso bruto en kg	1,00