

E 730

Complemento

para el alojamiento óptimo de 20 unidades de calzado especial.



Código EAN: 4002512423120 / Número de material: 05271020 /
Número de material antiguo: 69573001D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Accesorio para calzado para quirófano	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Capacidad	
Calzado para quirófano [número]	20
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	290
Medidas ext., ancho neto en mm	470
Medidas ext., fondo neto en mm	540
Medidas ext., alto bruto en mm	420
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	600
Peso neto en kg	8,70
Peso bruto en kg	10,00