

## E 489 Soporte universal para alojar diversos complementos, como plantillas de calzado para quirófano.

Código EAN: 4002512431835 / Número de material: 05337120 / Número de material antiguo: 69548901D



Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Accesorio para calzado para quirófano	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	60
Medidas ext., ancho neto en mm	464
Medidas ext., fondo neto en mm	10
Medidas ext., alto bruto en mm	35
Medidas ext., ancho bruto en mm	130
Medidas ext., fondo bruto en mm	470
Peso neto en kg	0,12
Peso bruto en kg	0,23