

E 985 Soporte para el alojamiento óptimo de 2 bateas arriñonadas.



• Para uso en el complemento E 984

Familia de productos Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina Pertenencia de aparatos PG 8528 Categoría de producto Accesorio para riñoneras/palanganas Características del producto Material Acero inoxidable Color Acero inoxidable Ámbito de aplicación Prep. bateas arriñonadas Capacidad Bateas arriñonadas [número] 2 Conexión eléctrica estándar Número de fases 0 Tensión en V 0 Frecuencia en Hz 0 Pot. nominal total en kW 0,00 Fusibles en A 0 Medidas y peso

0

0 70

280

505

0,23

Código EAN: 4002512431330 / Número de material: 05337760 /

Número de material antiguo: 69598501D

Medidas ext., alto neto en mm

Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm

Medidas ext., alto bruto en mm

Peso neto en kg

Peso bruto en kg

Medidas ext., ancho bruto en mm Medidas ext., fondo bruto en mm