


E 989

Soporte universal

para p.ej. 8 suelas insertables de calzado para quirófano.



- Para uso en el complemento E 984

Código EAN: 4002512431828 / Número de material: 05376740 /  
Número de material antiguo: 69598901D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otro accesorio	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. calzado para quirófano	•
<b>Capacidad</b>	
Plantillas [número]	8
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	20
Medidas ext., ancho bruto en mm	330
Medidas ext., fondo bruto en mm	415
Peso neto en kg	0,10
Peso bruto en kg	0,26