


E 747

Módulo

para el alojamiento óptimo de tubos de centrifugado, viales y tubos de ensayo.



- 104 boquillas de tubos de centrif., viales, tubos de ensayo, etc.
- 104 boquillas 2,5 x 110 mm

Código EAN: 4002512591218 / Número de material: 05464630 /
Número de material antiguo: 69574701D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Probetas [número]	104
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	168
Medidas ext., ancho neto en mm	492
Medidas ext., fondo neto en mm	496
Medidas ext., alto bruto en mm	650
Medidas ext., ancho bruto en mm	660
Medidas ext., fondo bruto en mm	810
Peso neto en kg	38,00
Peso bruto en kg	44,00