


E 743

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de cuello estrecho 100 - 500 ml.



- Con 36 boquillas (E 351) 4 x 160 mm con sujeción (E 353)

Código EAN: 4002512591164 / Número de material: 05555250 /
Número de material antiguo: 69574301D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	36
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	190
Medidas ext., ancho neto en mm	492
Medidas ext., fondo neto en mm	496
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	9,70
Peso bruto en kg	10,00