


E 746

Módulo

para el alojamiento óptimo de hasta 23 pipetas.



- Apto para 23 pipetas en colocación inclinada
- 10 pipetas de hasta 560 mm y 13 pipetas de hasta 490 mm
- Distancia entre travesaños del soporte 20 o 26 mm

Código EAN: 4002512591195 / Número de material: 05555280 /
Número de material antiguo: 69574601D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
Categoría de producto	
Acc./mód. para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Capacidad	
Pipetas [número]	23
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	330
Medidas ext., ancho neto en mm	492
Medidas ext., fondo neto en mm	496
Medidas ext., alto bruto en mm	400
Medidas ext., ancho bruto en mm	590
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	24,60
Peso bruto en kg	25,00