

E 469

Vainas de lavado

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC de urología, L 300 mm, Ø 11 mm.



- Tapa, orificio Ø 6 mm
- Con abrazadera de fijación

Código EAN: 4002512598446 / Número de material: 05563950 /  
Número de material antiguo: 69546901D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Vainas de lavado	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	300
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	145
Medidas ext., ancho bruto en mm	265
Medidas ext., fondo bruto en mm	155
Diámetro en mm	6
Peso neto en kg	0,05
Peso bruto en kg	0,05