


E 750

Bastidor

Para la fijación óptima de diversos complementos.



- Bastidores de alojamiento para fijar complementos E 106 a E 111

Código EAN: 4002512606288 / Número de material: 05567510 /
Número de material antiguo: 69575001D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. biberones	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	37
Medidas ext., ancho neto en mm	544
Medidas ext., fondo neto en mm	486
Medidas ext., alto bruto en mm	570
Medidas ext., ancho bruto en mm	600
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	0,85
Peso bruto en kg	1,00