


A 5
Malla
para la fijación óptima de objetos delicados.



- Marco acero inox. con revest. de red de plástico (calidad PA 12)
- Se puede usar en O 184 y U 184

Código EAN: 4002513126310 / Número de material: 05637190 /
Número de material antiguo: 69500501D

| | |
|--|--|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Categoría de producto | |
| Malla | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Alambre, rilsanizado, Material sintético |
| Color | Blanco |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Prep. diversos utensilios | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 8 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 280 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 280 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 20 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 470 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 470 |
| Peso neto en kg | 0,40 |
| Peso bruto en kg | 0,55 |