


E 752

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de cuello estrecho 100 - 1000 ml.



- Con 12 boquillas (E 351) 4 x 160 mm con sujeción (E 353)
- Con 13 boquillas (E 352) 6 x 220 mm con sujeción (E 354)

Código EAN: 4002513197471 / Número de material: 05647640 /  
Número de material antiguo: 69575201D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. pipetas/viales	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	25
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	260
Medidas ext., ancho neto en mm	492
Medidas ext., fondo neto en mm	496
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	9,70
Peso bruto en kg	10,00