


E 523

Complemento

para el alojamiento óptimo de 6 bandejas Tray.



- Equipado con 7 soportes (6 compart., Al 145, distancia 50 mm)

Código EAN: 4002513199116 / Número de material: 05649700 /

Número de material antiguo: 69552301D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Máquina de limpieza, pequeña, dental	•
Lavadoras desinfectadoras de gran capacidad, dental	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio band.s/tablas	•
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. dental	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	6
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	151
Medidas ext., ancho neto en mm	220
Medidas ext., fondo neto en mm	450
Medidas ext., alto bruto en mm	195
Medidas ext., ancho bruto en mm	240
Medidas ext., fondo bruto en mm	495
Peso neto en kg	1,40
Peso bruto en kg	1,65