

E 801/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de 8 vasos para enjuague bucal.



- Apto para 8 vasos para enjuague bucal, máx. Ø 75 mm
- Bastidor de metal rilsanizado

Código EAN: 4002513220650 / Número de material: 05673820 /
Número de material antiguo: 68580102D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
Vasos para enjuague bucal [número]	8
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	155
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	320
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	510
Medidas ext., fondo bruto en mm	240
Peso neto en kg	1,00
Peso bruto en kg	1,50