

E 476

Alojamiento

para microinstrumental con un Ø de 4-8 mm.



- Se puede usar en filtros con abertura de malla de 5 mm
- 50 unidades por bolsa

Código EAN: 4002513239454 / Número de material: 05692400 /  
Número de material antiguo: 69747601D

| Familia de productos                          |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Lavadoras desinfectadoras                     | •                  |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina         | •                  |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | •                  |
| Pertenenencia de aparatos                     |                    |
| G 7823                                        | •                  |
| G 7824                                        | •                  |
| G 7825                                        | •                  |
| G 7826                                        | •                  |
| PG 8527                                       | •                  |
| PG 8528                                       | •                  |
| G 7831                                        | •                  |
| PG 8535                                       | •                  |
| PG 8536                                       | •                  |
| PG 8581                                       | •                  |
| PG 8562                                       | •                  |
| PG 8582                                       | •                  |
| PG 8582 CD                                    | •                  |
| PG 8591                                       | •                  |
| PG 8592                                       | •                  |
| PWD 8531                                      | •                  |
| PWD 8532                                      | •                  |
| Categoría de producto                         |                    |
| aloj.                                         | •                  |
| Características del producto                  |                    |
| Material                                      | Material sintético |
| Color                                         | Gris               |
| Ámbito de aplicación                          |                    |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva   | •                  |
| Prep. inst. de oftalmología                   | •                  |
| Prep. inst. dental                            | •                  |
| Conexión eléctrica estándar                   |                    |
| Número de fases                               | 0                  |
| Tensión en V                                  | 0                  |
| Frecuencia en Hz                              | 0                  |
| Pot. nominal total en kW                      | 0,00               |
| Fusibles en A                                 | 0                  |
| Medidas y peso                                |                    |
| Medidas ext., alto neto en mm                 | 0                  |
| Medidas ext., ancho neto en mm                | 0                  |
| Medidas ext., fondo neto en mm                | 0                  |
| Medidas ext., alto bruto en mm                | 12                 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm               | 80                 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm               | 120                |
| Peso neto en kg                               | 0,07               |
| Peso bruto en kg                              | 0,08               |