


E 470

Tobera inyectora  
para el uso de carros inyectores, Ø 2,5 x 90 mm.



- Apto para carro inyector, atornillable
- Apto para botellas, matraces aforados y Erlenmeyer

Código EAN: 4002513248814 / Número de material: 05701580 /  
Número de material antiguo: 69547001D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Alambre, rilsanizado, Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	90
Medidas ext., ancho neto en mm	3
Medidas ext., fondo neto en mm	3
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Diámetro en mm	3
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,03