


E 755

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de cuello estrecho 25 - 100 ml.



- Equipado con 36 boquillas (E 470) 2,5 x 90 mm con sujeción

Código EAN: 4002513248821 / Número de material: 05701590 /
Número de material antiguo: 69575501D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	36
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	130
Medidas ext., ancho neto en mm	492
Medidas ext., fondo neto en mm	496
Medidas ext., alto bruto en mm	545
Medidas ext., ancho bruto en mm	160
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	4,80
Peso bruto en kg	5,40