


E 908/1

Complemento

para alojamiento instrumental MIC desmontable/piezas intercambiables u óptica.



- Abertura de malla 8 x 1 mm (fondo), lados cerrados
- División interna ajustable individualmente con 4 separadores
- Ganchos para colgar en E 906/1

Código EAN: 4002513252286 / Número de material: 05704010 /
Número de material antiguo: 69590802D

| | |
|---|--------------------------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8536 | • |
| Categoría de producto | |
| Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Acero inoxidable, Negro |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 130 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 460 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 36 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 150 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 505 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 100 |
| Peso neto en kg | 0,68 |
| Peso bruto en kg | 0,85 |