

E 957

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 12 vidrios de laboratorio de gran volumen.



- Equipado con 12 boquillas con Ø 10 mm
- Soporte de sujeción de altura ajustable
- Listón magnético para detección automática del carro
- Altura máx. de carga a partir de la estrella de apoyo: 615 mm mm

Código EAN: 4002513298789 / Número de material: 05746300 /  
Número de material antiguo: 69595701D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otros carros	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Altura máxima de carga en mm	615
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Vidrio de laboratorio de gran volumen [cantidad]	12
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	353
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	390
Medidas ext., ancho bruto en mm	665
Medidas ext., fondo bruto en mm	805
Peso neto en kg	16,98
Peso bruto en kg	17,45