

E 492

Complemento

para el alojamiento óptimo de bateas arriñonadas.



- Equipado con 9 soportes, altura: 86 mm mm, distancia: 49 mm mm
- Aplicable en el cesto inferior

Código EAN: 4002513317343 / Número de material: 05771140 /  
Número de material antiguo: 69549201D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para riñoneras/palanganas	•
Otro accesorio	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Distancia al puntal en mm	49
Alto del puntal en mm	86
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. bateas arriñonadas	•
<b>Capacidad</b>	
Bateas arriñonadas [número]	9
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	120
Medidas ext., ancho neto en mm	256
Medidas ext., fondo neto en mm	474
Medidas ext., alto bruto en mm	125
Medidas ext., ancho bruto en mm	320
Medidas ext., fondo bruto en mm	480
Peso neto en kg	1,06
Peso bruto en kg	1,31