

G 7896

Armario de dosificación
para el alojamiento de depósitos para medios líquidos y módulos dosificadores.



- 2 cajones extraíbles para alojar 2 x garrafas de 5 l cada una
- Dimensiones interiores: Al 530, An 249, F 480 mm
- 1 cajón extraíble para alojar máx. 4 módulos dosificadores

Código EAN: 4002513384284 / Número de material: 05871330 /
Número de material antiguo: 69789602D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	890
Medidas ext., ancho bruto en mm	400
Medidas ext., fondo bruto en mm	730
Peso neto en kg	29,00
Peso bruto en kg	32,00