

U 168/1

Cesto inferior

para el alojamiento ideal de calzado para quirófano.



- Apto para 20 calzados para quirófano hasta el número 45
- 20 soportes 295 mm mm
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002513390940 / Número de material: 05878590 /
Número de material antiguo: 69116803D

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Categoría de producto | |
| Accesorio para calzado para quirófano | • |
| Cesto inferior | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Alto del puntal en mm | 295 |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. calzado para quirófano | • |
| Capacidad | |
| Calzado para quirófano [número] | 20 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00-0,00 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 315 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 535 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 515 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 320 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 545 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 545 |
| Peso neto en kg | 3,20 |
| Peso bruto en kg | 5,20 |