

U 168/1

Cesto inferior

para el alojamiento ideal de calzado para quirófano.



- Apto para 20 calzados para quirófano hasta el número 45
- 20 soportes 295 mm mm
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002513390940 / Número de material: 05878590 /
Número de material antiguo: 69116803D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Accesorio para calzado para quirófano	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Alto del puntal en mm	295
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Capacidad	
Calzado para quirófano [número]	20
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	315
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	320
Medidas ext., ancho bruto en mm	545
Medidas ext., fondo bruto en mm	545
Peso neto en kg	3,20
Peso bruto en kg	5,20