


O 177/1

Cesto superior

para limpieza óptima con 26 boquillas y el alojamiento de diversos complementos.



- Lateral derecho para alojar diversos complementos
- Lado izquierdo con 26 toberas y 7 embudos suministrados sueltos
- Equipado con rejilla de soporte ajustable en altura
- Altura de carga 230/205 mm
- Altura ajustable: - 20 / - 40 mm

Código EAN: 4002513412413 / Número de material: 05913050 /
Número de material antiguo: 69117702D

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Familia de productos | |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Categoría de producto | |
| Soporte para cestos | • |
| Cesto superior | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Acero inoxidable, Negro |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. de ORL | • |
| Prep. inst. dental | • |
| Capacidad | |
| inst. de transferencia [cantidad] | 11 |
| inst. de cuerpo hueco [cantidad] | 22 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00-0,00 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 263 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 498 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 455 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 280 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 545 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 560 |
| Peso neto en kg | 3,70 |
| Peso bruto en kg | 4,52 |