

E 441/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de microinstrumental.



- La abertura de la malla del fondo es de 1,7 mm
- Los lados están cerrados, apilable
- Div. int. con 6 separadores ajust. para el alojamiento protegido
- Apto para la esterilización a vapor a 121 °C/134 °C

Código EAN: 4002513460476 / Número de material: 05988240 /
Número de material antiguo: 69544102D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	60
Medidas ext., ancho neto en mm	183
Medidas ext., fondo neto en mm	284
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	210
Medidas ext., fondo bruto en mm	315
Peso neto en kg	0,77
Peso bruto en kg	0,92