

DOS G 60/1

Módulo de dosificación para bidones de 5-10 l

para la dosificación automática de medios líquidos, con indicador de llenado.



- Apto para todas las PG 8535
- Ajustable a través del control electrónico de la máquina
- Longitud 300 mm lanza de aspiración para garrafa de 5 l
- Longitud del cable guía: 1,90 m

Código EAN: 4002513464269 / Número de material: 05996260 /
Número de material antiguo: 69747007D

| | |
|--|--------------------|
| Familia de productos | |
| Lavavajillas Freshwater | • |
| Lavavajillas de tanque | • |
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 8066 | • |
| Categoría de producto | |
| Sistema de dosificación externo | • |
| Características del producto | |
| Material | Material sintético |
| Color | Gris |
| Tasa de propulsión en ml/60 s | 120 |
| Longitud de la lanza de succión en mm | 200 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 1 |
| Cable neutro | N |
| CA/CC | AC |
| Tensión en V | 230-240 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Pot. nominal total en kW | 0,02 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 118 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 235 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 107 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 250 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 295 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 430 |
| Peso neto en kg | 2,60 |
| Peso bruto en kg | 3,00 |