


ABLG 202
Extractor externo
para la libre instalación en el interior.

Código EAN: 4002513483819 / Número de material: 06029260 /
Número de material antiguo: 28996224D



- Desplazamiento del motor a otra habitación
- Ventilador de doble absorción lateral
- Diámetro de la boca de salida 125/150 mm
- Conexión ventilador a campana por enchufe acoplamiento
- Potencia del ventilador: Salida de aire libre 280-900 m³/h

ABLG 202
Extractor externo
para la libre instalación en el interior.



ABLG202 (installation drawing)