


A 7/1

Base de chapa perforada

para la limpieza respetuosa de objetos delicados rompiendo el chorro de agua.



- Perforación 7 x 7 mm, alma 3 mm
- Apto para E 775/1, E 735/1 y E 701/1

Código EAN: 4002513531169 / Número de material: 06097000 /
Número de material antiguo: 69500702D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Placa	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	1
Medidas ext., ancho neto en mm	473
Medidas ext., fondo neto en mm	543
Medidas ext., alto bruto en mm	10
Medidas ext., ancho bruto en mm	510
Medidas ext., fondo bruto en mm	620
Peso neto en kg	1,20
Peso bruto en kg	1,30