


A 9/1

Base de chapa perforada  
para la limpieza respetuosa de objetos delicados rompiendo el chorro de agua.



- Perforación 7 x 7 mm, alma 3 mm

Código EAN: 4002513531176 / Número de material: 06097010 /  
Número de material antiguo: 69500902D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
<b>Categoría de producto</b>	
Placa	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	1
Medidas ext., ancho neto en mm	773
Medidas ext., fondo neto en mm	573
Medidas ext., alto bruto en mm	10
Medidas ext., ancho bruto en mm	870
Medidas ext., fondo bruto en mm	590
Peso neto en kg	1,70
Peso bruto en kg	1,80