


E 745/1

Módulo

para el alojamiento óptimo de hasta 104 pipetas.



- Apto para 104 pipetas de hasta 540 mm
- Soportes de sujeción con tamaño de compartimentos 16 x 16 mm

Código EAN: 4002513735406 / Número de material: 06233580 /
Número de material antiguo: 69574502D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
Categoría de producto	
Acc./mód. para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Pipetas [número]	104
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	288
Medidas ext., ancho neto en mm	492
Medidas ext., fondo neto en mm	496
Medidas ext., alto bruto en mm	415
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	590
Peso neto en kg	24,60
Peso bruto en kg	25,00