

E 529

Carro

para el alojamiento óptimo de 4-5 sets de cirugía ocular.



- 2 niveles para alojamiento de bandejas de malla
- 1 nivel con 16 o 30 toberas inyectoras
- Posibilidades de conexión para E 478/1 en el tubo de entrada
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)

Código EAN: 4002513792553 / Número de material: 06415950 /
Número de material antiguo: 69552901D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
Categoría de producto	
Carro para inst. oftalmológico	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de oftalmología	•
Capacidad	
Sets quirúrgicos para microinst. [número]	4-5
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	46
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	471
Medidas ext., ancho neto en mm	530
Medidas ext., fondo neto en mm	645
Medidas ext., alto bruto en mm	550
Medidas ext., ancho bruto en mm	640
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	14,00
Peso bruto en kg	21,00