

E 474/4

Carro base

para el alojamiento óptimo de hasta 2 sets MIC en sistema modular.



- Para alojar instrumental de cuerpo hueco en 3 módulos de compl.
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Para alojar: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002513805536 / Número de material: 06439160 /
Número de material antiguo: 69547405D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8536	•
Categoría de producto	
Carro para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
Juegos de cirugía mínimamente invasiva [número]	2
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	507
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	540
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	630
Peso neto en kg	10,17
Peso bruto en kg	10,17
Suministro del aparato	
E 362 tornillo ciego [número]	2
E 447 adapt. hembra, para Luer-Lock macho [número]	3