


U 175/1

Cesto inferior

para el alojamiento óptimo de vidrio de cuello estrecho.



- Equipado con 33 toberas inyectoras
- Altura de carga: 170 mm mm*
- Solo utilizable con cesto superior O 175 / O 187 / O 184

* En función del vidrio de laboratorio, la altura de carga máx. puede ser inferior.

Código EAN: 4002513805543 / Número de material: 06439170 /
Número de material antiguo: 69117503D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8536	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectoras	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	170
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	33
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	250
Medidas ext., ancho neto en mm	475
Medidas ext., fondo neto en mm	531
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	6,40
Peso bruto en kg	7,65
Suministro del aparato	
E 351 tobera iny., Ø 4 mm, longitud 160 mm [número]	33
E 353 dispositivo de retención para tobera iny. E 351 [número]	33
Tobera de aclarado para dosificador en polvo [número]	1