

E 427

Complemento

para el alojamiento óptimo de 6 laringoscopios.



- Apto para 6 laringoscopios

Código EAN: 4002513808209 / Número de material: 06442120 /  
Número de material antiguo: 69542701D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para inst. de anestesia	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de anestesia	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	92
Medidas ext., ancho neto en mm	210
Medidas ext., fondo neto en mm	134
Medidas ext., alto bruto en mm	164
Medidas ext., ancho bruto en mm	245
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,90
Peso bruto en kg	1,00