

E 715/1

Carro

para alojar hasta 4 sets AN o 12 mangueras respiratorias (1,5 m) y accesorios.



- Soporte de mangueras respiratorias en espiral
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)

Código EAN: 4002513872699 / Número de material: 06491890 /
Número de material antiguo: 69571502D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Carro para inst. de anestesia	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Capacidad	
band.s de anestesia [número]	4
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	530
Medidas ext., ancho neto en mm	600
Medidas ext., fondo neto en mm	645
Medidas ext., alto bruto en mm	560
Medidas ext., ancho bruto en mm	640
Medidas ext., fondo bruto en mm	680
Peso neto en kg	9,70
Peso bruto en kg	10,00
Suministro del aparato	
E 430/1 1/3 band. de malla [número]	1
E 431 tobera iny. para fuelle, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 432 sop. mat. intub. de fuelle [número]	1
E 433 sop. mat. intub. de silicona [número]	3
E 434 sop. mat. intub. pediátrico [número]	1
E 466 tobera iny. 8 x 333 mm, para balón respiratorio [número]	6
E 496 tobera iny. 4 x 120 mm [número]	15
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (sin imán) [número]	1