

E 729

Complemento

para el alojamiento óptimo de hasta 4-5 sets de cirugía ocular en 3 niveles.



- 2 niveles para el alojamiento de 4 bandejas de malla DIN
- 1 nivel con 16 o 30 inyectores
- Posibilidades de conexión para E 478/1 en el tubo de entrada
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)

Código EAN: 4002513893274 / Número de material: 06517580 /
Número de material antiguo: 69572901D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Carro para inst. oftalmológico	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de oftalmología	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	4
band.s de malla SPRI [número]	2
Sets quirúrgicos para microinst. [número]	4-5
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	471
Medidas ext., ancho neto en mm	530
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	680
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	14,40
Peso bruto en kg	16,40
Suministro del aparato	
E 476 aloj. [número]	1
E 477 tope [número]	1
E 790 adapt. Luer-Lock hembra-hembra [número]	8
E 791 adapt. Luer-Lock hembra con macho [número]	8
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (sin imán) [número]	1