

E 430/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental diverso.



- Compuesto por malla con 5 mm de abertura

Código EAN: 4002513984422 / Número de material: 06643200 /  
Número de material antiguo: 69743003D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
band. de malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	40
Medidas ext., ancho neto en mm	150
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	160
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	0,36
Peso bruto en kg	0,48