

E 404/1

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 38 pipetas.



- Apto para 38 pipetas en 3 filas
- 1º fila: 10 pipetas de 100 ml (hasta 550 mm), dist. sop. 20 mm
- 2º fila: 14 pipetas de 25 ml cada una, distancia de soporte 26 mm
- 3º fila: 14 pipetas de 10 ml cada una, distancia de soporte 26 mm
- Sin disp. de soporte de listón magnético para rec. aut. del carro

Código EAN: 4002514087061 / Número de material: 06727910 /  
Número de material antiguo: 69540402D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para pipetas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. pipetas/viales	•
<b>Capacidad</b>	
Pipetas [número]	38
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	517
Medidas ext., alto bruto en mm	500
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	5,70
Peso bruto en kg	7,40