

E 405/1

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 38 pipetas, conexión para secado aire caliente.



- Apto para 38 pipetas en 3 filas
- 1º fila: 10 pipetas de 100 ml (hasta 550 mm), dist. sop. 20 mm
- 2º fila: 14 pipetas de 25 ml cada una, distancia de soporte 26 mm
- 3º fila: 14 pipetas de 10 ml cada una, distancia de soporte 26 mm
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002514087078 / Número de material: 06727920 /
Número de material antiguo: 69540502D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Carro con conex. para secado con aire caliente	•
Carro para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Pipetas [número]	38
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	517
Medidas ext., alto bruto en mm	500
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	6,20
Peso bruto en kg	8,10