


U 874/2

Cesto inferior

para alojar bandejas de malla DIN usuales y complementos Miele.



- La altura de carga puede variar con los dif. cestos superiores

Código EAN: 4002514110967 / Número de material: 06756110 /
Número de material antiguo: 69187404D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	50
Medidas ext., ancho neto en mm	534
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	125
Medidas ext., ancho bruto en mm	555
Medidas ext., fondo bruto en mm	555
Peso neto en kg	2,50
Peso bruto en kg	3,00