

E 139/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo hasta 12 x 200 mm.



- Apto para tubos de ensayo de hasta 12 x 200 mm de tamaño
- Dividida en 6 superficies
- Abertura de malla 9 x 9 mm
- Aplicable en el cesto inferior
- Incluye tapa A 13

Código EAN: 4002514231082 / Número de material: 06907660 /
Número de material antiguo: 69513902D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	6
Ámbito de aplicación	
Preparación de tubos de ensayo	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Probetas [número]	200
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	243
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	230
Medidas ext., alto bruto en mm	245
Medidas ext., ancho bruto en mm	245
Medidas ext., fondo bruto en mm	265
Peso neto en kg	1,26
Peso bruto en kg	1,29
Suministro del aparato	
A 13 Tapa [número]	1