

DOS K 60

Módulo de dosificación para bidones de 5-10 l

para la dosificación automática de medios líquidos, con indicador de nivel.



- Vigilancia de dosif.: alta seguridad de proceso DIN EN ISO 15883
- Para la dosificación de medios líquidos/desinfectantes químicos
- Lanza de aspiración 300 mm para garrafas de 5-10 l
- Juego lanza de asp. de garrafa 10-30 l disp. en serv. post-venta
- Dosificación hasta 120 Milliliter ml/60 segundos

Código EAN: 4002514254890 / Número de material: 06940330 /
Número de material antiguo: 69747008D

| Familia de productos | |
|---------------------------------------|---------|
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 7831 | • |
| Categoría de producto | |
| Sistema de dosificación | • |
| Características del producto | |
| Tasa de propulsión en ml/60 s | 120 |
| Longitud de la lanza de succión en mm | 333 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 1 |
| Cable neutro | N |
| CA/CC | AC |
| Tensión en V | 230-240 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Pot. nominal total en kW | 0,02 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 118 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 235 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 115 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 290 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 250 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 420 |
| Peso neto en kg | 2,45 |
| Peso bruto en kg | 2,70 |