

PG 8597

Descalcificador interactivo

Descalcificador interactivo para disponibilidad de agua blanda de hasta 40° dH.



- Aparato independiente con ruedas, revestimiento de plástico
- Potencia: constantemente 19 l/min, máx. 30 l/min
- 2 recipientes de 4,5 L resina, 1 recipiente para 20 kg de sal
- Aparato independiente con ruedas, rellenable desde arriba
- Continuamente 19 L/min, máximo 30 L/min
- 1 recipiente de 20 kg de sal, 2 recipientes para 4,5 l de resina
- Sistema de dos comp. controlado por volumen, func. sin corriente
- Sist. de 2 compart., control por volumen, funcion. sin corriente
- El aparato tiene una conexión de agua

Código EAN: 4002514256283 / Número de material: 06943120 /
Número de material antiguo: 69859701D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Prep. agua	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	570
Medidas ext., ancho neto en mm	360
Medidas ext., fondo neto en mm	360
Medidas ext., alto bruto en mm	680
Medidas ext., ancho bruto en mm	375
Medidas ext., fondo bruto en mm	380
Peso neto en kg	19,00
Peso bruto en kg	26,70